

ÉQUIVALENCES BRASURE EXPRESS

Retrouver les équivalences entre l'ancienne et la nouvelle génération de baguettes de brasure



Gamme classique ●

<p>500100 GE168B</p> <p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	<p>501100 GE180B</p> <p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	<p>504050 GE163B</p> <p>Évolution du produit : 500 g > 1 kg</p>	<p>511100 GE168B</p> <p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	<p>Nouveau GE170B</p> <p>Ø2 mm - 500 mm 1 kg</p>	<p>500050 500500 511500</p> <p>STOP Pas de correspondance</p>
---	---	---	---	--	--

Spécial gaz ●

<p>506010 GE206GE</p> <p>Évolution du produit : 100 g > 5 baguettes (65 g)</p>	<p>506050 GE206GC</p> <p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	<p>506805 GE206GE</p> <p>Évolution du produit : L380 mm > 500 mm 5 bag. (50 g) > 5 bag. (65 g)</p>	<p>534003 GE334GE</p> <p>Évolution du produit : L380 mm > 500 mm 3 bag. (30 g) > 3 bag. (42 g)</p>	<p>534010 GE334GE</p> <p>Évolution du produit : 100 g > 5 baguettes (42 g)</p>	<p>506100</p> <p>STOP Pas de correspondance</p>
--	--	---	---	--	--

Gamme classique Argent ●

<p>501815 GE202E</p> <p>Évolution du produit : L 380 > 500 mm 15 bag. (170 g) > 5 bag. (65 g)</p>	<p>501840 GE205E</p> <p>Évolution du produit : L 380 > 500 mm 40 bag. (440 g) > 5 bag. (65 g)</p>	<p>502820 GE202C</p> <p>Évolution du produit : 20 baguettes (270 g) > 500 g</p>	<p>515200 GE215D</p> <p>Évolution du produit : 200 g > 250 g</p>	<p>515500 GE215D</p> <p>Évolution du produit : 500 g > 250 g</p>	<p>Nouveau GE205C</p> <p>Ø2 mm - 500 mm 500 g</p>
--	--	---	--	--	---

Soudo-brasage ●

<p>508102 GE4CEB3</p> <p>Évolution du produit : Ø 2 > 3 mm</p>	<p>508103 GE4CEB3</p> <p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	<p>508812 GE4CEZ3</p> <p>Évolution du produit : Ø 2 > 3 mm L 380 > 500 mm 10 bag. (120 g) > 5 bag. (109 g)</p>	<p>508813 GE4CEZ3</p> <p>Évolution du produit : Ø 2 > 3 mm L 380 > 500 mm 10 bag. (240 g) > 5 bag. (109 g)</p>
--	--	--	--

Flux Décapants

<p>50100</p>	<p>GE6GFA-50</p>
<p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	
<p>105100</p>	<p>GE6GFA-200</p>
<p>Évolution du produit : 170 g > 200 g</p>	
<p>105200</p>	<p>GE6PFA-200</p>
<p>Évolution du produit : 130 g > 200 g</p>	

Soudure autogène ●

<p>510815 GE5FAC</p> <p>Évolution du produit : Ø 1,5 > 3 mm L 500 > 1000 mm 15 bag. (154 g) > 5 kg</p>	<p>510840 GE5FAC</p> <p>Évolution du produit : Ø 1,5 > 3 mm L 500 > 1000 mm 40 bag. (410 g) > 5 kg</p>
--	--

Fourrées Argent ●

<p>534803 GE334TE</p> <p>Évolution du produit : Pas de changement</p>	<p>Nouveau GE356TE</p> <p>Ø2 mm - 500 mm 3 baguettes (30 g)</p>	<p>Nouveau GE7AL2</p> <p>Ø2 mm - 500 mm 1 kg</p>
--	---	--

EXCLUSIVITE EXPRESS

Enrobées Argent ●

<p>541805 GE340EE</p> <p>Évolution du produit : 5 bag. (50 g) > 3 bag. (63 g) Enrobé blanc</p>	<p>Nouveau GE334EE</p> <p>Enrobé Bleu Ø2 mm - 500 mm 3 baguettes (63 g)</p>	<p>Nouveau GE356EE</p> <p>Enrobé Rose Ø2 mm - 500 mm 3 baguettes (65 g)</p>	<p>507803</p> <p>STOP Pas de correspondance</p>
--	---	---	--